



Nalgene® Polycarbonat-Zentrifugenflaschen

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene™ Polycarbonat-Zentrifugenflaschen Nutzen Sie diese Polycarbonat-Zentrifugenflaschen für die Ernte, Pelletierung und Proteinaufreinigung großer Zellvolumina. Kapazität (metrisch): 500 mL Kapazität (angloamerikanisch): 16,9 oz. Beschreibung: Polycarbonat-Zentrifugenflaschen Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Zentrifugenflasche Nominales Fassungsvermögen: 500 ml Closure Included: Ja Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussstyp: Schraubverschluss Zur Verwendung mit (Geräte): Fiberlitrade; rotors Graduated: Nein Max. Kraft: 13.700 x G Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 24

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0934
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238731223

