



Nalgene[®] Polycarbonat-Zentrifugenflaschen

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene™ Polycarbonat-Zentrifugenflaschen Nutzen Sie diese Polycarbonat-Zentrifugenflaschen für die Ernte, Pelletierung und Proteinaufreinigung großer Zellvolumina. Kapazität (metrisch): 1000 mL Kapazität (angloamerikanisch): 33.81 oz. Beschreibung: Polycarbonat-Zentrifugenflaschen Anzahl pro Karton: 16 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Zentrifuge Bottle Nominales Fassungsvermögen: 1000 ml Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussstyp: Screw Cap Zur Verwendung mit (Geräte): Fiberlitrade; rotors Graduated: No Max. Kraft: 7100 x g Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 16

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0935
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238731224

