



## Nalgene<sup>®</sup> Polycarbonat-Zentrifugenflaschen mit Dichtungsverschluss

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Nalgene™ Polycarbonat-Zentrifugenflaschen mit Dichtungsverschluss Nutzen Sie diese Polycarbonat-Zentrifugenflaschen für die Ernte, Pelletierung und Proteinaufreinigung großer Zellvolumina. Kapazität (metrisch): 450 mL Kapazität (angloamerikanisch): 16,9 oz. Farbe: Durchscheinend Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Zentrifugenflasche Nominales Fassungsvermögen: 500 ml Closure Included: Ja Autoklavierbar: Ja Verschlussmaterial: Polypropylen, roter Gummi Verschlussstyp: Dichtungsverschluss mit Silikondichtung Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 6,29 in. Max. Kraft: 13700 x G Länge (angloamerikanisch): 2,735 in. Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 2,735 in. Unit Size: Case of 24

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-0972
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238731402

