



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® Weithals-Zentrifugenflaschen, HDPE

313,92 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Nalgene Weithals-Zentrifugenflaschen, HDPE Thermo Scientific Nalgene Zentrifugenflaschen sind wirtschaftliche Produkte. Kapazität (metrisch): 250 mL Kapazität (angloamerikanisch): 8,45 oz. Beschreibung: Flasche aus hochdichtem Polyethylen mit PP-Verschluss Material: HDPE (Polyethylen mit hoher Dichte) Länge (metrisch): 132 mm Anzahl pro Karton: 36 Anzahl pro Packung: 6 Typ: Flasche Außendurchmesser (metrisch): 61 mm Nominales Fassungsvermögen: 250 ml Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraubverschluss Graduated: Nein Max. Kraft: 8000 × g Öffnung: Weit Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 36

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0873
Hersteller (Marke)	Nalgene
Transporttemperatur	Raumtemperatur

