



## Nalgene<sup>®</sup> Zentrifugenflaschen aus PPCO

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Nalgene Zentrifugenflaschen aus PPCO Führen Sie biopharmazeutische aseptische Flüssigkeitstransfers oder Probenahmen mit dem dreiseitigen Flansch der Thermo Scientific Nalgene PPCO-Zentrifugenflaschen durch. Kapazität (metrisch): 500 mL Kapazität (angloamerikanisch): 16.9 oz. Farbe: Durchscheinend Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Centrifuge Bottle Nominales Fassungsvermögen: 500 ml Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlussstyp: Screw Cap Graduated: No Max. Kraft: 4800 x G Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 24

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-0797
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238731202

