



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® Zentrifugenflaschen aus PPCO

52,40 € Ab
42,24 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Nalgene Zentrifugenflaschen aus PPCO Führen Sie biopharmazeutische aseptische Flüssigkeitstransfers oder Probenahmen mit dem dreiseitigen Flansch der Thermo Scientific Nalgene PPCO-Zentrifugenflaschen durch. Kapazität (metrisch): 250 mL Kapazität (angloamerikanisch): 8,45 oz. Farbe: Durchscheinend Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 36 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Zentrifugenflasche Nominales Fassungsvermögen: 250 ml Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlussstyp: Schraubverschluss Graduated: Nein Max. Kraft: 13,200 x g (bis zu 27,500 x g mit Dichtungsverschlusseinheit) Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 36

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0778
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238731201
Transporttemperatur	Raumtemperatur

