



Nalgene® Zentrifugenflaschen aus PPCO

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Zentrifugenflaschen aus PPCO Führen Sie biopharmazeutische aseptische Flüssigkeitstransfers oder Probenahmen mit dem dreiseitigen Flansch der Thermo Scientific Nalgene PPCO-Zentrifugenflaschen durch. Kapazität (metrisch): 1000 mL Kapazität (angloamerikanisch): 33.81 oz. Farbe: Durchscheinend Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 16 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Centrifuge Bottle Nominale Fassungsvermögen: 1000 ml Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Screw Cap Graduated: No Max. Kraft: 7100 x g Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 16

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0815
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238731204

