Deutschland



## Nalgene® Zentrifugenflaschen aus PPCO

## **Artikelbilder**

neoLab



## **Beschreibung**

Nalgene Zentrifugenflaschen aus PPCO Führen Sie biopharmazeutische aseptische Flüssigkeitstransfers oder Probenahmen mit dem dreiseitigen Flansch der Thermo Scientific Nalgene PPCO-Zentrifugenflaschen durch. Kapazität (metrisch): 500 mL Kapazität (angloamerikanisch): 16,9 oz. Farbe: Durchscheinend Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Zentrifugenflasche Nominales Fassungsvermögen: 500 ml Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Dichtungsverschluss Graduated: Nein Max. Kraft: 13.700 × g Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 24

## Zusätzliche Informationen

ArtNr.	CD-0861
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238731203

