



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® Zentrifugenflaschen aus PPCO

60,00 € Ab

48,32 €

zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Nalgene Zentrifugenflaschen aus PPCO Führen Sie biopharmazeutische aseptische Flüssigkeitstransfers oder Probenahmen mit dem dreiseitigen Flansch der Thermo Scientific Nalgene PPCO-Zentrifugenflaschen durch. Kapazität (metrisch): 500 mL Kapazität (angloamerikanisch): 16,9 oz. Farbe: Durchscheinend Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Zentrifugenflasche Nominales Fassungsvermögen: 500 ml Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlussstyp: Dichtungsverschluss Graduated: Nein Max. Kraft: 13.700 × g Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 24

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0861
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238731203
Transporttemperatur	Raumtemperatur

