



Nalgene® Zentrifugenflaschen aus PPCO

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Zentrifugenflaschen aus PPCO Führen Sie biopharmazeutische aseptische Flüssigkeitstransfers oder Probenahmen mit dem dreiseitigen Flansch der Thermo Scientific Nalgene PPCO-Zentrifugenflaschen durch. Kapazität (metrisch): 1000 mL Kapazität (angloamerikanisch): 33,81 oz. Farbe: Durchscheinend Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 16 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Zentrifugenflasche Nominales Fassungsvermögen: 1000 ml Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Dichtungsverschluss Zur Verwendung mit (Geräte): IEC-Rotoren Graduated: Nein Max. Kraft: 7,100 x g (zur Verwendung mit IEC-Rotoren) Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 16

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0816
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238731205

