



Hirschmann[®] Silicosen, rosa T38

Artikelbilder



Beschreibung

Silicosen ist durch ein spezielles Verfahren hergestellte Sterilstopfen, die über regelmäßige Poren verfügen und sich somit ideal für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien eignen. Durch die gleichmäßigen Poren und die gute Luftdurchlässigkeit eignen sich die Stopfen hervorragend für die Kultivierung von aeroben Mikroorganismen. Diese Ausführungen ist chemisch- und temperaturbeständig sowie flüssigkeitsabweisend und mehrfach verwendbar.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|------------|
| Art.-Nr. | NH-1073 |
| Hersteller (Marke) | Hirschmann |
| VGKL Nummer | 103705538 |

