



Nalgene® Zentrifugenröhrchen mit Schnappverschluss, neutral

Artikelbilder

Beschreibung

Zentrifugenröhrchen mit Schnappverschluss, neutral Die Thermo Scientific neutralen Zentrifugenröhrchen mit Schnappverschluss haben eine flache Verschlusskappe, sind nicht mattiert und haben keine Graduierung. Art der Kappe: Flat Graduated: No Max. RZB: 25,000 x G Zertifizierung/Konformität: Certified free of RNase, DNase, DNA and pyrogens Beschreibung: Plain, Snap-Cap Centrifuge Tube Kapazität (metrisch): 0.6mL Max. Kraft: 25000xG Verpackung: 10 bags of 100 Unit Size: Case of 10,000

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-3034
Hersteller (Marke)	Nalgene

