



Nalgene[®] PPCO-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden Mit diesen Nalgene PPCO-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden und permanenter Graduierung vereinfachen Sie ihre Messungen. Das durchsichtige PPCO besitzt ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit. Kapazität (metrisch): 50 mL Anzahl pro Karton: 100mm Anzahl pro Packung: 10mm Autoklavierbar: ja Graduierungen: Molded-in Form: Conical Typ: Centrifuge Tube Max. Kraft: 6000 x g Writing Area: No Unit Size: Case of 100

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0736
Hersteller (Marke)	Nalgene

