



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat und mit rundem Boden für

450,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Nalgene Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat und mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen Dank der außergewöhnlichen mechanischen Festigkeit und der hohen optischen Klarheit dieser Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat mit rundem Boden können Sie Proben erfolgreich mehrfach zentrifugieren. Kapazität (metrisch): 100 mL Anzahl pro Karton: 40 Anzahl pro Packung: 10 Autoklavierbar: ja Graduierungen: No Form: Round Typ: Centrifuge Tube Max. Kraft: 50,000 x g Writing Area: No Unit Size: Case of 40

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0760
Hersteller (Marke)	Nalgene
Transporttemperatur	Raumtemperatur

