



## Nalgene<sup>®</sup> Ballonflaschen-Ersatzschraubverschlüsse und -dichtungen

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Nalgene Ballonflaschen-Ersatzschraubverschlüsse und -dichtungen Mit der Verwendung von Thermo Scientific Nalgene Ersatzverschlüssen und Dichtungen ein garantiert leakagefreies System. Beschreibung: Ersatzverschluss Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Verschluss Closure Included: Ja Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussgröße: 53B Verschlussmaterial: Polypropylen Zur Verwendung mit (Geräte): Große Nalgene Ballonflaschen und Flaschen Unit Size: Case of 12

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-1836
Hersteller (Marke)	Nalgene

