



Nalgene[®] Ballonflaschen-Ersatzschraubverschlüsse und -dichtungen

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Ballonflaschen-Ersatzschraubverschlüsse und -dichtungen Mit der Verwendung von Thermo Scientific Nalgene Ersatzverschlüssen und Dichtungen ein garantiert leakagefreies System. Beschreibung: Replacement Closure w/Strap Anzahl pro Karton: 10 Anzahl pro Packung: 10 Typ: Verschluss Closure Included: Ja Verschlussgröße: 53B Verschlussmaterial: HDPE Zur Verwendung mit (Geräte): Kanister Unit Size: Case of 10

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1843
Hersteller (Marke)	Nalgene

