



Nalgene® Ballonflaschen-Ersatzschraubverschlüsse und -dichtungen

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Ballonflaschen-Ersatzschraubverschlüsse und -dichtungen Mit der Verwendung von Thermo Scientific Nalgene Ersatzverschlüssen und Dichtungen ein garantiert leakagefreies System. Beschreibung: Replacement Closure Typ: Screw Cap Closure Included: Ja Verschlussgröße: 83B Verschlussmaterial: Silikon, PTFE Verschlusstyp: Schraubverschluss Zur Verwendung mit (Geräte): Große Ballonflaschen und Flaschen Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1842
Hersteller (Marke)	Nalgene

