



Nalgene[®] Ballonflaschen-Ersatzschraubverschlüsse und -dichtungen

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Ballonflaschen-Ersatzschraubverschlüsse und -dichtungen Mit der Verwendung von Thermo Scientific Nalgene Ersatzverschlüssen und Dichtungen ein garantiert leakagefreies System. Beschreibung: Ersatzverschluss Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Verschluss Closure Included: Ja Verschlussgröße: 120 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Zur Verwendung mit (Geräte): Große Nalgene Ballonflaschen und Flaschen Unit Size: Case of 12

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1833
Hersteller (Marke)	Nalgene

