



Nalgene® Schraubverschlussatz für Oak Ridge-Röhrchen

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Schraubverschlussatz für Oak Ridge-Röhrchen Der Thermo Scientific Nalgene Schraubverschlussatz für Oak Ridge-Röhrchen ist zur Verwendung mit bestimmten 250- und 290-ml-Nalgene-Zentrifugenröhrchen gedacht. Beschreibung: Centrifuge Bottle Sealing Cap Assembly Material: Polypropylen, ETFE, Fluoroelastomer Anzahl pro Karton: 2 Anzahl pro Packung: 2 Typ: Closure Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussmaterial: Polypropylen, ETFE, Fluoroelastomer Verschlusstyp: Dichtkappe für Zentrifugenflasche Zur Verwendung mit (Geräte): 250 und 290 ml Nalgene Zentrifugenflaschen 3120-0250, 3122-0250, 3123-0250, 3127-0250 Unit Size: Case of 2

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-2151
Hersteller (Marke)	Nalgene

