



Nalgene[®] Sterile Biotainer Polypropylen-Ersatzverschlüsse

Artikelbilder

Beschreibung

Sterile Nalgene Biotainer Polypropylen-Ersatzverschlüsse schützen Sie den Inhalt Ihrer Thermo Scientific[™] Biotainer[™] Flaschen und Ballonflaschen. Beschreibung: Biotainer Ersatzverschlüsse Material: Polypropylen mit Silikoneinlage Anzahl pro Karton: 300 Anzahl pro Packung: 300 Typ: Verschluss Closure Liner: Silikon Closure Included: Ja Verschlussgröße: 48 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Zur Verwendung mit (Geräte): 1 l-, 2 l-, 5 l-, 10 l-, 20 l-Biotainer-Flaschen und Ballonflaschen aus Polycarbonat Unit Size: Case of 300

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1270
Hersteller (Marke)	Nalgene

