



Brand[®] Life Science Verschlussfolien, Polyester, selbstklebend, für PCR/RealTimePCR/Lagerung

Artikelbilder



Beschreibung

Egal ob Standard PCR, qPCR oder Digital Droplet PCR, in allen Fällen ist das Ausgangsmaterial kostbar und die Volumen gering. Um die Proben zu schützen und gleichzeitig die Sensitivität zu erhalten, müssen PCR-Proben optimal verschlossen werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-2648
Hersteller (Marke)	Brand
Hersteller EAN	4033378492012
Breite	8 cm
Höhe	0,1 cm
Länge	9,5 cm

