



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Macherey & Nagel® VarioPrep HPLC-Trennsäule VP 125/10 NUCLEODUR C18 HTec, 7 µm axial justierbarem Endfitting , 125 mm, ID: 10 mm

700,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

VarioPrep HPLC-Trennsäule VP 125/10 NUCLEODUR C18 HTec, 7 µm *** mit axial justierbarem Endfitting *** Länge: 125 mm, ID: 10 mm Pg. à 1 St.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ML-9947
Hersteller (Marke)	Macherey & Nagel
Transporttemperatur	Raumtemperatur

