



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Macherey & Nagel® VarioPrep HPLC-Trennsäule VP 50/10 NUCLEODUR C18 HTec, 5 µm axial justierbarem Endfitting , 50 mm, ID: 10 mm

**510,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

VarioPrep HPLC-Trennsäule VP 50/10 NUCLEODUR C18 HTec, 5 µm \*\*\* mit axial justierbarem Endfitting \*\*\* Länge: 50 mm, ID: 10 mm Pg. à 1 St.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	ML-9931
Hersteller (Marke)	Macherey & Nagel
Transporttemperatur	Raumtemperatur

