



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Macherey & Nagel® VarioPrep HPLC-Trennsäule
VP 50/10 NUCLEODUR SPHINX RP, 5 µm axial
justierbarem Endfitting , 50 mm, ID: 10 mm**

**820,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

VarioPrep HPLC-Trennsäule VP 50/10 NUCLEODUR SPHINX RP, 5 µm *** mit axial justierbarem Endfitting *** Länge: 50 mm, ID: 10 mm Pg. à 1 St.

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|------------------|
| Art.-Nr. | ML-9918 |
| Hersteller (Marke) | Macherey & Nagel |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |

