



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## DURAN® Langschliff-Kerne, geschliffen, NS 29/42

5,72 € Ab

5,12 €

zzgl. MwSt &  
Versand

### Product Images



## Beschreibung

---

DURAN® Langschliff-Kern, geschliffen, NS 29/42 DURAN® Kerne in der Langschliffvariante werden häufig im Hochvakuum-Bereich eingesetzt. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Geschliffen (feinere Schliffqualität, weniger Rautiefe) Aufgrund der größeren Schlifffläche zur Verwendung im Hochvakuum-Bereich geeignet Dichter Verschluss durch Normschliff Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Verwendung im Hochvakuum-Bereich, Verbau in Glasapparaturen und -geräten

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SD-2115
Hersteller (Marke)	DURAN
Transporttemperatur	Raumtemperatur

