



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bohlender® BOLA Liebig-Kühler ""Senkrecht"" L 450 mm NS 29/32 NS 29/32

**612,25 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

BOLA Liebig-Kühler "Senkrecht" Dünnwandiges Kühlrohr aus durchscheinendem, gasdichtem PFA, äußerer Kühlmantel aus Borosilicat-Glas, incl. PP-Oliven GL 14 Außen-Ø 9 mm für Kühlwasseranschluss, Schliffhülse und Schliffkern NS 29/32 aus PTFE. Das durchfließ

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ER-0213
Hersteller (Marke)	Bohlender
Transporttemperatur	Raumtemperatur

