



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Schlangenkühler, mit 2 abschraubbaren Kunststoff-Oliven, NS 29/32, Mantellänge 300 mm

114,39 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

DURAN® Schlangenkühler, NS 29/32, 300 mm Typisch für den Schlangenkühler ist sein gewundenes Steigrohr, welches sich in einem Mantel befindet und so vom Kühlmedium umspült ist (konträr zum Dimroth-Kühler). Aufgrund dieser Kondensatführung ist die Kondensationsleistung sehr gering obwohl die Kühlstrecke sehr lang ist. Diese Art von Kühler dient somit meist als nachgeschalteter zusätzlicher Kühler und nicht als eigenständiger Destillationskühler. Aufgrund des besseren Abflusses des Kondensats im gewundenen Steigrohr ist der Kühleraufbau in senkrechter Position erforderlich. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Durch die lange Kühlstrecke meist als nachgeschalteter zusätzlicher Kühler verwendet Zwei abschraubbare Kunststoff-Oliven für Zu- und Abfluss des Kühlmediums Dichter Verschluss durch Normschliff Anwendung: Kühlung eines Kondensats, Produktkühler zur Abtrennung des Destillats, Destillation

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-1284
Hersteller (Marke)	DURAN
Transporttemperatur	Raumtemperatur

