



Thermo Scientific 1.5/2 ml-Mikroröhrchenadapter

Artikelbilder

Beschreibung

1.5/2 ml-Mikroröhrchenadapter Aufnahme von 1.5/2 ml-Mikroröhrchen in den Thermo Scientific MicroClick 18 x 5 Rotor.
Beschreibung: 1.5/2 ml-Mikroröhrchenadapter Röhrchengröße: 1.5/2 mL Fassungsvermögen: 18 x 1,5/2 ml Max. Tube Diameter: 45 mm Max. Tube Length: 11 mm Röhrchentyp: 1,5/2-ml-Mikroröhrchen Zur Verwendung mit (Geräte): MicroClick 18 x 5 rotor Typ: Mikroröhrchen-Adapter Unit Size: Pack of,2

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2257
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	107925756

