



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® Glocken für Unterdruckkammern

264,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Nalgene Glocken für Unterdruckkammern Thermo Scientific Nalgene Polyetherimid-Ersatzglocken für Unterdruckkammern sind chemikalienbeständig und haben eine bernsteinfarbene Färbung. Verschlusstyp: Brim Cap Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgenetrade; Vacuum Chambers Kapazität (angloamerikanisch): 2,625 gal. Kapazität (metrisch): 8.3L Durchmesser (angloamerikanisch): 8,75 in. Höhe (angloamerikanisch): 10 in. Material: Polyetherimide Typ: Ersatz Vacuum Jars ; 2.13 gal . (8.3L) Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-2178
Hersteller (Marke)	Nalgene
Transporttemperatur	Raumtemperatur

