




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Nalgene® Glocken für Unterdruckkammern

**473,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images

---

## Beschreibung

---

Nalgene Glocken für Unterdruckkammern Thermo Scientific Nalgene Polyetherimid-Ersatzglocken für Unterdruckkammern sind chemikalienbeständig und haben eine bernsteinfarbene Färbung. Verschlussstyp: Brim Cap Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgenetrade; Vacuum Chambers Kapazität (angloamerikanisch): 5 gal. Kapazität (metrisch): 18.9L Durchmesser (angloamerikanisch): 12 in. Höhe (angloamerikanisch): 12 in. Material: Polyetherimide Typ: Ersatz Vacuum Jars ; 5 Gallone. ( 18.9L ) Unit Size: Each

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-2179
Hersteller (Marke)	Nalgene
Transporttemperatur	Raumtemperatur

