



Mettler-Toledo[®] InLab Mono, pH-Halbzelle

Artikelbilder



Beschreibung

Die Nutzung einer separaten pH-Elektrode (Halbzelle) kann bei den Anwendungen Kosten sparen, bei denen die Lebensdauer der Referenzelektrode viel länger ist als die der pH-Elektrode. Spezifikationen: Glasschaft (12 mm Durchm./ 120 mm lang) S7-Schraubkopf pH-Bereich: 0...14 Temp.-Bereich: 0...100°C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TD-0445
Hersteller (Marke)	Mettler-Toledo

