



Mettler-Toledo[®] InLab Solids, pH-Elektrode

Artikelbilder



Beschreibung

Die speerförmige Spitze erleichtert das Einstechen in Früchte, Käse, Fleisch usw. Spezifikationen: Robuster Glasschaft (6 mm Durchm./ 25 mm lang) S7Schraubkopf Offene Verbindung ARGENTHAL™ - Referenz Polymer-Elektrolyt XEROLYT®Plus pH-Bereich: 0...11 Temp.-Bereich: 0...80°C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TD-0428
Hersteller (Marke)	Mettler-Toledo
VGKL Nummer	105003153

