



Mettler-Toledo[®] InLab 605-ISM-10m

Artikelbilder



Beschreibung

O2-Sensor mit 10 m Fixkabel - Intelligentes Sensor Management (ISM): Sensor-Daten, -Kalibrierung, und Höchsttemperatur sind im Sensor gespeichert und werden bei Anschluss automatisch an das Messgerät übertragen - ideal für SevenGo Geräte

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TD-0486
Hersteller (Marke)	Mettler-Toledo

