



Mettler-Toledo® InLab 605-ISM-5m

Artikelbilder



Beschreibung

O2-Sensor mit 5 m Fixkabel - Intelligentes Sensor Management (ISM): Sensor-Daten, -Kalibrierung, und Höchsttemperatur sind im Sensor gespeichert und werden bei Anschluss automatisch an das Messgerät übertragen - ideal für SevenGo Geräte

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TD-0485
Hersteller (Marke)	Mettler-Toledo

