



Mettler-Toledo® InLab Trace, Leitfähigkeitselektrode

Artikelbilder



Beschreibung

Hochpräziser 2-poliger, digitaler Sensor zur Leitfähigkeitsmessung von Rein- und Reinstwasser mit Temperaturfühler, Zellkonstante: 0,01/cm, Messbereich: 0,0001...1000µS/cm, Temperaturbereich: 0...100 Grad, Schaftmaterial: Titan; Schaftdurchmesser 12 mm, 1,8 m Festkabel mit Mini-DIN-Stecker, Zubehör: Durchflusszelle # 30014098

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TD-0019
Hersteller (Marke)	Mettler-Toledo
VGKL Nummer	105004032

