



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



SAF Wärmetechnik Temperaturfühler KM-TC-PT, mit Diodenstecker, Pt100 Mantelelement

69,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Temperaturfühler KM-TC-PT, Pt-100 Mantelelement 2-Leiter aus V2A, Ø 3,5 x 50 mm, Temperaturbereich bis 250°C, 2,0 m Anschlussleitung (Material PTFE) mit 5-pol. Diodenstecker * Temperaturfühler mit anderen Abmessungen oder anderer Bauweise auf Anfrage

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WF-0172
Hersteller (Marke)	SAF Wärmetechnik
Transporttemperatur	Raumtemperatur

