



SI Analytics® A 7781-T1000-Vp-Hd

Artikelbilder

Beschreibung

pH-Einstabmesskette mit Schraubsteckkopf, Wartungsarm mit Pt 1000, Glasschaft, 3 x Keramik-Diaphragma, Gel-Elektrolyt, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran, A-Glas, VP-Schraubsteckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -5...+80 °C, 0...14 pH

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-0535
Hersteller (Marke)	SI Analytics

