



SI Analytics[®] Ammoniak-Einstabmesskette Nh 1101

Artikelbilder

Beschreibung

Ammoniak-Einstabmesskette mit Schraubsteckkopf, Kunststoffschaft, Membranmodul auswechselbar, Messbereich 0,1 mg/l...1000 mg/l, 0...+50 °C, Schraubsteckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-0086
Hersteller (Marke)	SI Analytics

