



SI Analytics® Atex Processline Plpetr360Vp

Artikelbilder

Beschreibung

ProcessLine (ATEX 100a), wartungsarme pH-Redox-Einstabmesskette mit Pt 1000, Glasschaft, Silamid®-Ableitung, 2 Loch-Diaphragmen, DuraLid Bezugssystem, Kalottenmembran, A-Glas, Platin-Ring, VP-Schraubsteckkopf, Länge 360 mm, 12 mm Ø, 0...14 pH, 0...130 °C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-0479
Hersteller (Marke)	SI Analytics

