



SI Analytics® Atex Processline Plpetr425Vp

Artikelbilder

Beschreibung

ProcessLine (ATEX 100a), Wartungsarme pH-Redox-Einstabmesskette mit Pt 1000, Glasschaft, Silamid®-Ableitung, 2 Loch-Diaphragmen, Duralid Bezugssystem, Kalottenmembran, A-Glas, Platin-Ring, VP-Schraubsteckkopf, Länge 425 mm, 12 mm Ø, 0...14 pH, 0...130 °C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-0480
Hersteller (Marke)	SI Analytics

