



SI Analytics[®] Bezugselektrode 9828/95 Ag/Agcl

Artikelbilder

Beschreibung

Bezugselektrode mit Festkabel und freiem Ende 9828/95. Glasschaft, Keramik-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Ag/AgCl-Ableitung, 5 m Festkabel, Nachfüllstutzen, Länge 120 mm, 12 mm Ø, +5...+135 °C*

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-0540
Hersteller (Marke)	SI Analytics

