



SI Analytics® Ids-Elektrode Scppht-A170Mf-3M-Ids

Artikelbilder

Beschreibung

IDS-Elektrode Glasschaft, Temp.fühler NTC 30 kOhm, 3 m Festkabel mit Digitalstecker, Platin-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Kugelmembran, A-Glas, Länge 170 mm, 12 mm Ø, -5...+100 °C, 0...14 pH

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-2425
Hersteller (Marke)	SI Analytics

