



SI Analytics® Ids-Elektrode Scppht-Mic-Amf-3M-Ids

Artikelbilder

Beschreibung

IDS-Elektrode Glasschaft, Mikro-Elektrode, Temp.fühler NTC 30 kOhm, 3 m Festkabel mit Digitalstecker, Platin-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Zylindermembran, A-Glas, Länge 200 (70/130) mm, 12/5 mm Ø, -5.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-2432
Hersteller (Marke)	SI Analytics

