



SI Analytics[®] Ids-Elektrode Scppht-Sp-A-3M-Ids

Artikelbilder

Beschreibung

IDS-Elektrode Glasschaft, Einstich-Elektrode, 3 m Festkabel mit Digitalstecker, 3 x Keramik-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid[®]-Ableitung mit Silberionensperre und Doppelelektrolyt, A-Glas, Länge 120 mm, 12/8 mm Ø, -5...+100 °C, 0...14 pH

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-2435
Hersteller (Marke)	SI Analytics

