



SI Analytics® Metall-Einstabmesskette Ags 62

Artikelbilder

Beschreibung

Metall-Einstabmesskette für Sulfid-Titrationen Glasschaft, Platin-Diaphragma, Elektrolyt KNO₃ 2 mol/l + KCl 0,001 mol/l, Ag/AgCl-Ableitung, Sensor Silberkappe 4 mm Ø, sulfidiert, Steckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -5...+100 °C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-0224
Hersteller (Marke)	SI Analytics

