



SI Analytics[®] Ph-Einstabmesskette H7381-425-T1000 Vp

Artikelbilder

Beschreibung

pH-Einstabmesskette mit Schraubsteckkopf (ATEX II 1/2G) Wartungsarm, mit Temperaturfühler Pt 1000, Glasschaft, 3x Keramik-Diaphragma, Gel-Elektrolyt, Silamid[®]-Ableitung, Zylindermembran, H-Glas, VP-Steckkopf, Länge 425 mm, 12 mm Ø, -5...+80 °C, 2...13 pH

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-0780
Hersteller (Marke)	SI Analytics

