



SI Analytics® Ph-Einstabmesskette SI89325Nmsn

Artikelbilder

Beschreibung

MultiSens-Einstabmesskette mit Memosens®-Schraubsteckkopf, NTC 30K, heißdampfsterilisierbar, CIP- und SIP-fähig, Glasschaft, Silamid®, Keramik-Diaphragma, druckbeaufschl. RheoLid Bezugssystem, Sensor Platin-Scheibe, Memosens®-Schraubsteckkopf, Länge 325mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-0465
Hersteller (Marke)	SI Analytics

