



SI Analytics[®] Ph-Einstabmesskette SI89360Pt

Artikelbilder

Beschreibung

SteamLine-Einstabmesskette mit Schraubsteckkopf (ATEX II 1/2G), heißdampfsterilisierbar, CIP- und SIP-fähig, Glasschaft, Silamid[®]-Abl., Keramik-Diaphragma, druckbeaufschl. RheoLid Bezugssystem, Sensor Platin-Scheibe, Schraubsteckkopf, Länge 360 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-0415
Hersteller (Marke)	SI Analytics

