



SI Analytics® Ph-Einstabmesskette Sla83225Ttnmsn

Artikelbilder

Beschreibung

pH-Einstabmesskette mit Memosens®-Schraubsteckkopf (ATEX II 1/G), NTC 30K, Tieftemperaturlösung, Glasschaft, Silamid®-Abl., Keramik-Diaphr., druckbeaufschl. RheoLid Bezugssystem, Kugelmembran, A-Glas, Memosens®-Schraubsteckkopf, Länge 225 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-0464
Hersteller (Marke)	SI Analytics

