



SI Analytics® Scienceline Plus Scpph-H170Mf

Artikelbilder

Beschreibung

ScienceLine plus pH-Einstabmesskette mit Steckkopf, Glasschaft, Platin-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung mit Silberionensperre und Doppelelektrolyt, Kugelmembran, H-Glas, Länge 170 mm, 12 mm Ø, -5...+100 °C, 0...14 pH

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-2424
Hersteller (Marke)	SI Analytics

